



ORTHO-X
Imaginologia e Documentação
Odontológica

Ortho X - Imaginologia e Documentação Odontológica

Como instalar o Ortho Studio Viewer

Este programa é controlado, é necessário uma única vez, fazer o registro do programa.

Abaixo você terá todo o auxílio necessário para fazê-lo.

Instalação

- Baixe o programa no site da **Ortho-X**. (existem duas versões uma para windows 32 bits e outra windows 64 bits, verifique qual é o seu)

- Execute o programa chamado:

- Instalador Ortho Studio ORTHO-X Viewer.exe

Ao executar o programa, abrirá a primeira tela (como na figura abaixo), selecione o idioma português e clique "ok".

Na próxima tela clique em "avançar", como na figura abaixo.




Na próxima tela clique em "avançar", como na figura abaixo.






ORTHO-X
Imaginologia e Documentação
Odontológica


Selecione a opção “Eu aceito os termos do Contrato” e clique “avançar” (figura abaixo)



Clique em “avançar” novamente. (figura abaixo)




Clique em “avançar” novamente. (figura abaixo)






ORTHO-X
Imaginologia e Documentação
Odontológica

Clique em “avançar” novamente. (figura abaixo)



Clique em “avançar” novamente. (figura abaixo)




Clique em “concluir”. (Figura abaixo)






ORTHO-X
Imaginologia e Documentação
Odontológica

Surgirá um Ícone do Orto Studio na Área de trabalho




O Windows 7 exige que você o execute como administrador, para isso, clique com o botão DIREITO, e clique em “Executar como administrador”



Imaginologia e Documentação Odontológica

Autorização


- Você verá a seguinte tela:
- Clique em “Save product Key”






ORTHO-X
Imaginologia e Documentação
Odontológica

Escolha salvar na Área de trabalho (desktop)



Agora você verá que surgiu um arquivo na área de trabalho:



Excelente, agora envie ao fabricante para
autorização. Clique no link Abaixo, abrirá uma
pagina da Maestro:

<http://www.maestro3d.com/index.asp?page0=container&page1=maestro3d.dental.scanner.software.ortho.studio.viewer.key&page2=@maestro3d.splash>


Digite : Nome, Pais, E-mail e clique e “procurar”



ORTHO-X
Imaginologia e Documentação
Odontológica



Procure e selecione o arquivo que salvamos anteriormente (“ortho.studio.demo.product.key”)




Preencha a campo de confirmação com a imagem das palavras que apareceram (sem espaço). Clique em “Submit”


Abrirá uma tela de espera como esta:




ORTHO-X
Imaginologia e Documentação
Odontológica



Em seguida você deve receber esta confirmação:



Agora feche o navegador Web e abra seu e-mail, na caixa de entrada já deve estar um e-mail como este:



Salve o Arquivo que veio anexo ao e-mail em sua área de trabalho:


Imaginologia e Documentação






ORTHO-X
Imaginologia e Documentação
Odontológica

Clique novamente no programa Maestro Orto Studio Viewer, agora clique em “Load Licence”



Escolha o arquivo “Ortho.studio.viewer.licence” clique em Open



Pronto!

O Programa deve abrir normalmente.

Este processo só é feito uma vez, agora você pode desfrutar de vários recursos que apenas o viewer dispõe.

